



6011 - LUTARO™

Détergent et désinfectant concentré pour le sol

Haute détergence associée à un large spectre de désinfection. Nettoyage et désinfection des murs, des sols et des surfaces (salles d'opération, les zones à haut risque, les services de soins ...). Produit biocide (Groupe 1 - TP2 & 4).

COMPOSITION

Le chlorure de didécyl-diméthyle-ammonium (8,5%), du chlorure de benzalkonium (7%), de l'alcool isopropylique (4%), excipients, de l'eau déminéralisée

PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES

Bactéricide, tuberculocide, fongicide et virucide.








MODE D'EMPLOI

PRODUIT À DILUER soit 20mL pour 8L

- 1- Remplir un seau de lavage et un seau de rinçage avec 8 litres d'eau. Dilution à 0.25%: Verser une dose de 20 ml de LUTARO dans le seau de lavage.
- 2- Après avoir effectué un balayage humide de la pièce, procéder au lavage de fond vers la sortie. Ne pas rincer les surfaces.
- 3- Rincer et essorer la chiffonnette avant de la tremper dans le seau de lavage. (le chariot de ménage ne doit pas être placé dans la chambre mais

CONDITIONNEMENTS - RÉF.

12 flacons doseurs de 1L	06011-1000
4 bidons de 5L + pompe de 20mL	06011-5000

-  Sans rinçage, Efficacité prouvée : détergence et large spectre d'activité antimicrobienne.
-  Efficacité démontrée sur bactéries et moisissures isolées de l'environnement hospitalier.
-  Efficacité prouvée contre les souches de l'hôpital en 15 minutes.
-  Formulation sans aldéhyde.
-  Aucun rinçage.
-  Ne laisse pas de traces.
-  Existe en parfum de pin.

Catalogue des désinfectants